

INFORMATIONEN

WIR SIND FÜR SIE DA

EINBETTMASSEN

Infos zu ADENTA®-Vest CB auf einen Blick

- Für Edelmetalllegierungen
- Für NEM-Legierungen
- Für Presskeramik
- Für konventionelles und Speedguss Verfahren
- Saubere und glatte Gussoberfläche
- Flexibel und kostengünstig in der Anwendung
- Passgenaue Güsse
- Sehr feine und dichte Konsistenz

Infos zu ADENTA®-Vest PA auf einen Blick

- Für Modellgusslegierungen
- Für konventionelles und Speedguss Verfahren
- Saubere und glatte Gussoberfläche
- Flexibel und kostengünstig in der Anwendung
- Passgenaue Güsse
- Silikon- und Geldublierung
- Kantenstabil

Sie haben noch Fragen?
Sie benötigen noch zusätzliche Informationen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Rufen Sie uns an:
Servicetelefon +49 2 21 - 35 96 - 100

per Fax +49 2 21 - 35 96 - 170
info@adentatec.com

Oder besuchen Sie uns im Internet
www.adentatec.com

Adentatec GmbH
Ringstr. 38 - 44
50996 Koeln-GERMANY



adentatec
competence in dental

adentatec
competence in dental



ADENTA®-Vest CB
ADENTA®-Vest PA

ADENTATEC

ist ein weltweit tätiges Unternehmen in der Dentalbranche, das sich auf die Produktion und Vertrieb von NEM- und Modellgusslegierungen spezialisiert hat.

Adentatec wurde 1997 gegründet und bietet seither ein hochwertiges Sortiment für das zahn-technische Labor und Praxislabor an.

Qualität und kundennaher Service werden in unserem Hause groß geschrieben.

Die Legierungsauswahl von Adentatec steht längst nicht mehr für Edelmetallersatz, sondern beinhaltet hochwertige Dentalwerkstoffe auf dem Stand der Technik für die nächsten Generationen.

Die von uns vertriebenen Medizinprodukte werden ausschließlich in Deutschland nach DIN EN ISO 13485 bzw. DIN EN ISO 9001:2008 hergestellt.

ADENTA®-VEST CB

Adenta®-Vest CB ist eine phosphatgebundene Einbettmasse für alle Edelmetall- und NEM-Legierungen in der Kronen und Brückentechnik.

Adenta®-Vest CB ist für die gesamte Kronen- und Brückentechnik geeignet und ist sowohl für das Schnellgussverfahren, wie auch für das konventionelle Gießen mit Vorwärmen des Ofens über Nacht einzusetzen.

Die entsprechende Expansion kann für jeden Legierungstyp über die Konzentration des dazugehörigen Adentatec Liquids eingestellt werden.

Adenta®-Vest CB zeichnet sich durch seine hohe Passgenauigkeit, auch bei weitspannigen Brücken, mit NEM-Legierungen aus.

Mischungsverhältnis: 100 g : 24-26 ml

Abpackung: 5 kg Paket (160g Beutel) inkl. 1l Liquid



RICHTWERTE DER LIQUIDKONZENTRATION

40 – 50 %	Presskeramik
50 – 65 %	hochgoldhaltige Legierungen
65 – 85 %	reduzierte Edelmetalllegierungen
85 – 100 %	NEM-Legierungen

ADENTA®-VEST PA

Adenta®-Vest PA ist eine phosphatgebundene Universal Modellgusseinbettmasse, die sowohl für das Schnellgussverfahren, wie auch für das konventionelle Gießen mit Vorwärmen des Ofens über Nacht einzusetzen.

Die entsprechende Expansion kann für jeden Legierungstyp über die Konzentration des dazugehörigen Adentatec Liquids eingestellt werden.

Adenta®-Vest PA zeichnet sich durch seine hohe Passgenauigkeit und extrem glatte Gussflächen aus.

Mischungsverhältnis: 100 g : 20 ml

Abpackung: 10 kg Paket (400g Beutel) inkl. 2l Liquid



RICHTWERTE DER LIQUIDKONZENTRATION

70 – 75 %	Modellgusslegierungen
-----------	-----------------------